



株式会社 **アペル**

APEL PHOTOELECTRIC COLORIMETER
MADE IN JAPAN

AP-1000M

高精度モバイル比色計



室内・室外で使用できます

精度が高く、ハンディタイプ

測定値が正確

アペルのシャープカットフィルターにより高精度を実現しました。

2電源に対応

ACアダプター、電池が使用可能です。

高輝度LED使用

LED採用により光源は長寿命です。

周辺機器への接続

プリンターへ接続可能です。

直接濃度表示

基準濃度を設定する事により、試料の濃度を直読できます。

外光を遮断



カバーにより外光の侵入を防ぎます



AP-1000M

高精度モバイル比色計


製品仕様:

ディスプレイ	3 1/2桁LCD						
内蔵フィルター(nm)	405	420	460	510	540	600	660
平均スペクトルバンド幅(nm)	82	38	25	32	28	30	63
測定レンジ	吸光度 0~1.999ABS						
	透過率 0~100%T						
	濃度 0~1999C(0.01-1999F)						
測光正確さ	±2%T						
サンプル量	1.0mL以上						
光源	高輝度LED						
オートゼロ機能	有り						
インターフェース	RS-232C						
電源	9V乾電池						
	専用ACアダプター(100~240VAC, 50/60Hz)						
寸法	117(W)x185(D)x77(H)mm						
重量	正味0.8kg(本体)						

標準付属品:

角セル	2本
電源コード(ACアダプター付)	1セット
9V乾電池	1個
取扱説明書	1冊

※仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。



MADE IN JAPAN



URL <http://www.apel.co.jp/>

代理店