



株式会社 **アペル**

**APEL SPECTROPHOTOMETER
MADE IN JAPAN**

PD-307S

分光光度計



信頼の安定性

— 簡単操作 —

正確な波長選択


モータ制御により正確な波長が選択できます。

ハロゲンランプ

長寿命の光源ランプ使用 (約 **2,000** 時間)

PCへの接続・データ出力

USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。



PD-307S

分光光度計

T% ABS Conc Factor Wave length

製品仕様:

波長範囲	340～1000 nm
波長幅	8nm (全波長で)
波長精度	±2nm (585及び879nmにて)
最小波長目盛	1nm幅
光学システム	シングルビーム、回析格子(溝数1200本/mm)
迷光	0.5%以下(400nmにて迷光フィルター使用時)
表示器	LCD
測定範囲	吸光度: -0.200～3.000ABS 透過率: 0.00～200.0%T 濃度: 0.000～2000C
測光精度	±2%T
受光体	高輝度シリコンフォトセル
光源	ハロゲンランプ
サンプル量	1.0mL(最小)
測定管	角セル(外寸):12.5×12.5×45(L)mm 丸試験管(外径):12φ×105(L)mm
電源	100-240VAC, 50/60Hz
寸法	270mm(W)×285mm(L)×155mm(H)
重量	正味4.8kg (本体)

*仕様及びデザインは改良の為予告なく変更することがございます。

標準付属品:

ガラス角セル	2 本
丸試験管	10 本
USBケーブル	1 本
CD-ROM (ソフトウェア)	1 枚
ACアダプター	1 個
ビニールカバー	1 枚
取扱説明書	1 冊

日本製



株式会社 **アペル**

Website

<http://www.apel.co.jp>

代理店