



株式会社 **アペル**

APEL Hemoglobin Meter  
**MADE IN JAPAN**

# HG-220

ヘモグロビンメーター



CE

## コンパクトで操作が簡単

### シアンメトヘモグロビン法専用

国際標準法であるシアンメトヘモグロビン法によるヘモグロビン濃度の測定に対応します。

### 小型軽量

HG-220は場所を取らず、重さはおよそ0.6 kg です。

### 高輝度LED使用

LED採用により光源は長寿命です。

### オートキャリブレーション

自動校正機能がついているので毎日の測定がすぐに始められます。





# HG-220

ヘモグロビンメーター

## 製品仕様：

表示器	3 1/2桁 7セグメントLED
測定範囲	g/dL: 0.0~30.0 mmol/L: 0~18.6
測定波長	540 nm
光源	高輝度緑色LED
受光素子	高感度シリコンフォトセル
サンプル量	1.0 mL 以上
測光精度	±1.5 % 以下
希釈倍率	1 : 251
電源	専用ACアダプター(100~240 VAC、50/60 Hz)
測定管	角セル
寸法	117(W) x 185(D) x 77(H) mm
重量	正味 0.6 kg(本体)
医療機器クラス分類	クラスI 特定保守管理医療機器

## 標準付属品：

角セル	2本
電源コード(ACアダプター付)	1セット
取扱説明書	1冊

CE

MADE IN JAPAN

※仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。



株式会社 **アペル**

URL <http://www.apel.co.jp/indexJ.html>

代理店